

**AIRCAST® PNEUMATIC WALKER™**



**AIRCAST® PNEUMATIC WALKER™**

Hilfsmittelnummern:

AIRCAST® EXTRA PNEUMATIC WALKER™	23.06.01.0009
AIRCAST® SHORT PNEUMATIC WALKER™	23.06.01.0006
AIRCAST® DIABETIC PNEUMATIC WALKER™	23.06.01.0x
AIRCAST® ACHILLES PNEUMATIC WALKER™	23.06.01.1x

**AIRCAST®**

**DOJJOY**

**ORMED®**

**PROCARE**

**Compex®**

**chattanooga®**



DIN EN 13485 ORMED Nr. 018 829-01


ORMED GmbH  
Merzhauser Str. 112  
79100 Freiburg · Deutschland  
infoservice@DJOglobal.com  
www.DJOglobal.de



*Together in Motion™*

**AIRCAST®  
PNEUMATIC WALKER™**

Bewährte Leistung – Besserer Komfort



*Komfort-Polster*

*Hohe Stabilität*

*Aktive Schwellungs-  
und Schmerzreduktion*

*Natürliches  
Gangbild*



## Smart Healing – with every step

**Neue Komfort-Innenpolster**  
mit gesoftetem Rand

**Hohe Stabilität**  
durch zwei feste Halbschalen

**Breite Klettgurte**  
zur einfachen individuellen  
Anpassung


**Hygieneüberzug**  
beiliegend



**Neu! Zehenschutz**  
jetzt auch für SHORT  
PNEUMATIC WALKER™



**Natürliches Gangbild**  
und optimale Druckverteilung  
durch gedämpfte 4-Zonen-  
Abrollsohle




**Schmerzreduzierung**  
und Heilungsförderung  
durch einzigartige DUPLEX™-  
Technologie

**Individuell aufpumpbare  
Luftkammern**  
zur sicheren Einbettung  
des Fußes



**Physiologisch günstiges  
Druckgefälle**  
von distal nach proximal  
(EXTRA, ACHILLES und  
DIABETIC PNEUMATIC  
WALKER™)

**Pulsierende Kompression**  
beim Gehen, reduziert die  
Schwellung und fördert den  
Heilungsprozess



**Breiter Vorfußbereich**